

COMPREI MEU APARELHO AUDITIVO.



E AGORA?



BinaCARE
PROTEÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS

ÍNDICE

Introdução	2
Proteja o aparelho do calor	3
Mantenha o aparelho seco	4
Limpeza do seu aparelho	6
Limpeza do ouvido	7
Longe dos animais	9
Atenção às pilhas	11
Revisões e manutenções	12
Acidentes acontecem	13
Contatos	14



INTRODUÇÃO



Como qualquer aparelho eletrônico, os aparelhos auditivos exigem cuidados para garantir um melhor desempenho, maior vida útil e te entregar mais qualidade de vida.

A falta de cuidados básicos pode ocasionar o chamado "mau uso" do seu aparelho. Isso pode fazer com que você perca a garantia de fábrica do aparelho e tenha gastos desnecessários para reparar ou até mesmo repor o seu aparelho auditivo.



• DICHA



PROTEJA O
APARELHO
DO CALOR

Os aparelhos auditivos possuem peças delicadas que podem ser danificadas se expostas a temperaturas muito altas.

Nunca deixe o aparelho auditivo guardado em locais muito quentes, ou exposto ao sol, pois o calor extremo danifica o equipamento. Cuidado para não esquecê-lo dentro de um carro ao sol, por exemplo.



Binacare
PROTEÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS

• DICA



MANTENHA O APARELHO SECO

Assim como o calor, a umidade é muito prejudicial aos aparelhos auditivos pois existem vários componentes que podem oxidar. Mantenha o seu aparelho longe da água (incluindo cabelos molhados), sempre retire-o para tomar banho ou nadar e não deixe o aparelho em locais úmidos, como no banheiro por exemplo.

Não se esqueça de fazer diariamente a desumidificação do seu aparelho com o pote de sílica ou desumidificador elétrico.





IMPORTANTE

Nunca tente secar o seu aparelho auditivo com um secador de cabelo, forno microondas ou qualquer outra fonte de calor. Isso pode danificar permanentemente seu aparelho.



CLIQUE E SAIBA MAIS



BinaCARE
PROTEÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS

• DICIA



LIMPEZA DO SEU APARELHO

Aparelho limpo não é só estética: Limpar o seu aparelho garante que ele funcione melhor, prolonga sua vida útil e previne até possíveis infecções auditivas.

Como fazer a limpeza?

Utilize um pano seco e macio ou escovinha própria para limpeza delicada. Nunca utilize produtos de limpeza comuns, pois eles danificam o aparelho. Para uma limpeza mais eficaz, verifique compatibilidade do seu aparelho com desumidificadores elétricos, que fazem uma limpeza mais profunda que eliminam fungos e bactérias. Consulte seu fonoaudiólogo.



• DICHA



LIMPEZA DO OUVIDO É COM O MÉDICO

A cera (ou cerume) que se acumula no ouvido bloqueia os sons que vem do aparelho. Muitas vezes, achamos que o aparelho está "mais fraco", mas na maioria dos casos é apenas questão de troca do filtro do aparelho ou limpeza do próprio canal auditivo. O excesso de cerume também facilita a oxidação do aparelho, diminuindo a vida útil de seus componentes. Nunca tente remover excesso de cerume colocando hastes flexíveis (cotonetes) nos ouvidos, desta forma você irá empurrar a cera para o fundo do canal, e pode até ferir o ouvido e piorar a situação. Por isso é importante fazer a limpeza do ouvido de forma superficial com uma toalha, e a limpeza mais profunda do canal auditivo com o seu médico otorrinolaringologista.





• DICHA



LONGE DOS ANIMAIS

Quando não estiver utilizando o aparelho, guarde-o em um lugar seguro, que não ofereça risco de queda e seja de difícil acesso para crianças e especialmente animais de estimação. Os aparelhos auditivos emitem sons que chamam atenção dos pets, por isso é muito comum ocorrerem acidentes com aparelhos mordidos por cães, o que pode causar danos tanto para o dispositivo quanto para o animalzinho. Se isso ocorrer, leve imediatamente o pet ao veterinário e o aparelho para uma revisão em uma técnica autorizada.





CLIQUE E SAIBA MAIS

• DICHA



ATENÇÃO ÀS PILHAS

Fique atento ao som do seu aparelho auditivo: quando as pilhas começam a acabar, o desempenho do seu aparelho será afetado, assim, troque ou recarregue as baterias. Use sempre pilhas originais e as indicadas para o seu aparelho para evitar danos permanentes. Elas geralmente possuem maior duração do que as genéricas. As pilhas paralelas ainda possuem maior risco de vazar, danificando o seu aparelho internamente. Procure comprar pilhas em locais especializados, como clínicas auditivas, onde o giro é maior, a pilha é mais nova e sempre original.



• DICIA



REVISÕES E MANUTENÇÕES

É importante levar seu aparelho para revisões periódicas e eventuais manutenções. Isso irá prolongar a vida útil do seu aparelho e garantir seu melhor desempenho. Além disso, aproveite para fazer visitas ao seu fonoaudiólogo para monitorar sua reabilitação auditiva e se preciso, fazer novas regulagens no seu aparelho. Sempre faça revisões e manutenções em assistências técnicas autorizadas, pois qualquer manuseio errado pode danificar severamente seu aparelho, inclusive fazendo com que você perca a garantia do fabricante.



Mesmo com todos os cuidados, **ACIDENTES ACONTECEM.**

• **DICA**



BinaCARE

PROTEÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS

Já pensou quebrar sem querer ou perder um aparelho tão importante para você?

Com BinaCare, você fica sempre tranquilo. A BinaCare dá proteção contra tudo aquilo que a garantia do fabricante não cobre, como aparelho molhado, mordido pelo cachorro, perdido, furtado, e cobre até custos com reparo.

Se algo acontecer, a BinaCare dá outro aparelho, novo e igual ao seu (ou melhor, nunca pior). E se você foi muito cuidadoso e não acontecer nada, as mensalidades voltam TODAS para você, em forma de desconto para seu próximo aparelho. Genial, né? Entre em contato com nossa equipe para tirar as dúvidas e fazer um orçamento.





BinaCARE

PROTEÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS

 0800 208 8088

 (17) 99671 6514

 www.binacare.com.br

  @binacareprotecao